


Die „T-Spule“ oder „Induktionsspule“- Hinweise zur Handhabung

Die T-Spule ist ein kleines Bauteil, das in vielen Hörgeräten und Cochlea-Implantaten verbaut ist. Manchmal ist sie nicht aktiviert, dann kann der Hörakustiker diese Funktion kostenlos freischalten. Es gibt aber auch Geräte, die über keine T-Spule verfügen. Meistens sind dies sehr kleine Geräte, denn da fehlt der Platz dafür.

Ist die Spule eingeschaltet, kann der Hörgeräte- oder CI-Träger sie auf Knopfdruck (Hörprogramme) oder per App aktivieren.



Dies kann in der App z.B. so aussehen.

Zum optimalen Nutzen der Kommunikationsanlage (FM-Anlage) sollte daher das Hörgerät oder CI auf die Stellung „T-Spule“ oder „Induktionsspule“ gebracht werden. Das akustische Telefonprogramm funktioniert nicht! Sollten Ihre Hörgeräte über keine T-Spule verfügen, können Sie den Kopfhörer alleine benutzen oder den Kopfhörer auf die Hörgerätemikrofone aufsetzen. Dies ist aber manchmal mit unangenehmen Rückkopplungen verbunden.

Die T-Spule kann nicht nur für die Kommunikationsanlage verwendet werden, sondern auch zum Telefonieren oder wenn Räume mit einer Ringschleife ausgestattet sind. Dann finden Sie meistens dieses Symbol:

